


# Four System E

Fights the aging of tissues with 4 technologies in one





**RADIO BIPOLARE**


**ULTRASUONI**

**VACCUM**

**ELETTROPORAZIONE**



**ELETTROPORAZIONE**



Prima




Durante




Dopo



**RADIOFREQUENZA BIPOLARE**



**VACCUM**



**ULTRASUONI**



**1. VACCUM**

Il massaggio vacuum endodermico risulta essere particolarmente efficace nella riduzione della cellulite

**2. RADIOFREQUENZA**

Ripristina l'irrorazione sanguigna, con effetto altamente drenante sui tessuti, aiuta l'eliminazione dei liquidi.

**3. ULTRASUONI**

L'interazione degli ultrasuoni con i tessuti produce effetti meccanici, termici, chimici e di cavitazione.

1. Vacuum: the endodermis vacuum massage is very effective in the reduction of cellulitis
2. Radiofrequency: that restore the micro-blood circulation with a drainage effect on the tissues and helps the elimination of water.
3. Ultrasound: the interaction of the ultrasounds with the tissue produce mechanical, thermal and chemical effects

**With all the features that the device presents, the result is guaranteed to have performance, power and variety of types of treatments.**

 <p><b>Elettroporazione</b></p> <p>"Elettroporeta" può introdurre essenza nella pelle senza ago. Lasciate che il prodotto per la cura della pelle sia introdotto direttamente nel derma. È possibile ottenere un risultato migliore senza alcun dolore flessione</p>	 <p><b>Funzione EMS</b></p> <p>Unico EMS corrente può promuovere il contratto di collagene e riorganizzare, che creano nuovo collagene, rendono i muscoli facciali più stretto. Quindi, questa macchina di rimozione rughe può migliorare le linee sottili della pelle e la pelle liscia senza alcun danno alla pelle</p>	 <p><b>Radiofrequenza</b></p> <p>utilizza la tecnologia a radiofrequenza per riscaldare gli strati profondi e ricchi di collagene della pelle. Il calore aiuta a ristrutturare il collagene esistente e a produrre nuovo collagene, che migliora la morbidezza della texture e la superficie della pelle</p>
---	--	---

Electroporation: it can introduce essences through the skin without needles. The body care product could go through the skin effortlessly. It is possible to obtain a best result without pain.

EMS Function: the MES current could promote the creation and organization of collagen, so the muscles of the face could be tighter. This wrinkle remover device could improve the thin lines of the skin without damages.

Radiofrequency: the radiofrequency technology heats the underlayer of the skin rich of collagen. The heat helps in restoring the pre-existent collagen and improve new production of collagen which gives to the skin smoothness and better texture.



**1 STYLE**

**2 EFFICIENZA**

**3 VARIETÀ**

**4 PROFESSIONALITÀ**



Descrizione	Caratteristiche
Alimentazione	230 VAC 50/60Hz
Assorbimento	180 VA
Fusibili	2 x T 3,5 A
Potenza max RF resistiva	25 W
Frequenza RF resistiva	650 KHz
Potenza max EP	25 Vpp carico 1000 ohm
Visualizzazione parametri	Display grafico 10" 800x600
Impostazione dei parametri	Guidata da menu ad icone e testo
Comandi	Touchscreen



**RE-CO s.r.l.**

ITALY : Via Trento, 16 Canonica d'Adda (BG) 24040

Tel. 02/90989319 Fax. 02/90988626 Mail [info@recoweb.it](mailto:info@recoweb.it)