

# Wifi Ultrasound

## TRÅDLØS ULTRALYD I LOMMEFORMAT

Nem og intuitive  
betjening

Scannebilleder på din  
mobil eller tablet

Høj kvalitet på alle  
smartphones

iOS og Android App  
kan downloades gratis

Wifi tilslutning uden  
ledninger

INGEN abonnement



FRYS ▶  
DYBDE ▶  
GAIN OP ▶  
GAIN NED ▶



## FORDELE

- Billedoverførsel via intern Wifi fra proben
- Intet behov for eksternt Wifi signal
- Elektronisk probe - lang levetid
- Uden forstyrrelser fra mekanisk scanning (ingen støj eller vibrationer)

## SPECIFIKATIONER

- Flere forskellige scanningstyper: B, B/M, Color, PW, PDI
- Funktionsknapper på proben - frys, dybde, gain op, gain ned
- Vandtæt design, praktisk til sterilisering
- 192 elementer - professionel ultralyd
- Frekvens: Lineær 7,5 MHz / 10,0MHz
- Frekvens: Konveks 3,5 MHz / 5,0MHz
- Dybde: lineær 20~100mm, konveks: 90~305mm (justerbar)
- Understøtter iOS og Android
- 3 timers scanningstid
- Lagring af scanninger på tablet eller mobil
- Batteri: internt batteri - op til 3 timers scanningstid på en opladning
- Opladning: via USB
- Størrelse: 156 x 60 x 20 mm (L x B x D)
- Vægt: 200 g

## STANDARD KONFIGURATION

- Trådløs Array probe
- USB kabel til opladning
- Software
- Brugermanual

## OPTIONER

- Tablet (iOS & Android)
- Tablet holder
- Trolley



SAFE. SIMPLE. SMART.  
NOW SMARTER WITH WIRELESS.

